

### Перечень показателей качества для дистиллированной воды

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>
1.	Остаток после выпаривания
2.	Аммоний-ион
3.	Нитрат-ион
4.	Сульфат-ион
5.	Хлорид-ион
6.	Алюминий
7.	Железо
8.	Кальций
9.	Медь
10.	Свинец
11.	Цинк
12.	Вещества, восстанавливающие $\text{KMnO}_4$
13.	Водородный показатель
14.	Удельная электрическая проводимость
15.	Общее микробное число

### Перечень показателей качества для воды для лабораторного анализа

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>
1.	Удельная электрическая проводимость при температуре $25^\circ\text{C}$
2.	Вещества, восстанавливающие $\text{KMnO}_4$
3.	Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной оптического слоя 1 см
4.	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре $110^\circ\text{C}$
5.	Массовая концентрация оксида кремния (IV)